

Tom 2



para histórias mais felizes

Benefícios do Tom 2





- Segurança máxima para pacientes pediátricos

- Design divertido



Paciente

- Cama com ajuste elétrico total
- Acesso sem obstáculos ao paciente



Equipe

- Cama pediátrica com design único e moderno
- Cuidado pediátrico de alto nível



Gerenciamento

Segurança versátil



CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS

- Permite acesso completo ao paciente,
- Cabeceira e pesseira, também disponível em versão de UTI.
- Painel resistente a altos danos.



GRADES LATERAIS TELESCÓPICAS

- As grades laterais telescópicas permitem a liberação das grades laterais de forma extremamente segura.





PROTEÇÃO SUPERIOR

- Função de proteção e diversão exclusiva.
- Barreira de segurança superior inovadora.



ABERTURA ZERO

- A autorregressão garante uma abertura segura e constante entre o colchão e a cabeceira da cama.
- Princípios de posicionamento ergonômico mantidos.



Para se sentir feliz





DESIGN ÚNICO E MODERNO

A cabeceira e peseira transparentes permitem o contato constante entre o paciente pediátrico e o ambiente, com a presença constante de pais e da equipe de cuidado. Os temas coloridos na cabeceira e na peseira refletem o mundo divertido das crianças.



- SONHOS TRANQUILOS
- SENSAÇÃO DE SEGURANÇA



- CUIDADO PERFEITO

Projetado para crianças



Linhas simples, materiais modernos e cores frescas caracterizam o visual da cama Tom 2, suscitando impressões agradáveis e confiáveis no paciente pediátrico e em seus pais.



Para um cuidado com



sorrisos



GRADES LATERAIS TELESCÓPICAS EXCLUSIVAS

- Melhor acesso ao paciente pediátrico.
- Cinco posições de altura ajustáveis da grade lateral.



◀ 80_{cm} **Máxima**
SEGURANÇA


◀ Posição intermediária

◀ 40_{cm} **Melhor**
VISÃO

◀ Posição intermediária

◀ 0_{cm} **Fácil**
ACESSO

◀ 13_{cm} Espaço de segurança e folga sob as grades laterais em todas as suas posições.



BARRAS COM ABERTURAS NAS GRADES LATERAIS

para uso prático no cuidado pediátrico.

Posicionamento confortável



POSICIONAMENTO ELÉTRICO

A altura da cama, a inclinação do encosto e a posição TR/ATR podem ser ajustadas utilizando o painel de controle. O botão GO ou o STOP certificam-se do travamento seguro da cama face a movimentos acidentais.

Confortável
EXAME

83_{cm} ►

Segura
SAÍDA DA CAMA

58_{cm} ►

A CONTRUÇÃO DA COLUNA

é um dos elementos mais singulares da cama, que permite o ajuste de altura. Ela permite estabilidade e higiene perfeitos, com acesso pleno a todas as partes da cama.



Detalhes práticos





PARÂMETROS ELÉTRICOS

Alimentação	230V/±10 %
Potência máxima de entrada	máx. 1,6A, 370VA
Proteção contra água e pó	IPX4

CERTIFICADOS

A LINET é uma empresa certificada de acordo com padrões europeus e com os seguintes sistemas de qualidade: ČSN EN 9001:2009, ČSN EN 13485:2012

A cama Tom 2 está em total conformidade com os padrões mais recentes para camas pediátricas hospitalares. DIN 32623:2009-11 e sua construção garante a proteção perfeita contra quedas de crianças. Outros padrões: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6

PARÂMETROS TÉCNICOS

Dimensões externas	159.8x83 cm
Dimensões recomendadas do colchão	142x70/10 cm
Carga máxima de segurança	75 kg
Altura da plataforma do colchão (mín.-máx.) (ajuste elétrico)	58 cm–83 cm
Inclinação TR/ATR (ajuste elétrico)	15°/15°
Altura máx. das grades laterais	80 cm
Autorregressão do encosto	11 cm
Seções da plataforma do colchão	2
Abertura máxima entre encosto e cabeceira	2.5 cm
Peso (dependendo do equipamento)	120 kg
Folga	13 cm
Ângulo máximo do encosto (ajuste elétrico)	40°
Controle central de freio	SIM



TOM 2

Paciente

- Segurança máxima para pacientes pediátricos
- Design divertido



- Cama com ajuste elétrico total
- Acesso sem obstáculos ao paciente



Equipe

Gerenciamento

- Cama pediátrica com design único e moderno
- Cuidado pediátrico de alto nível



Members of LINET Group

LINET DO BRASIL

R. General Osório 329 | 09310-050 Mauá, São Paulo | Brazil
e-mail: info_brasil@linet.com | www.linet.com

